

LEBENS MUTTER SERIES (レーベンスムッター 《命の母》 シリーズ)

近年、公害・食べ物・薬害等によるアトピー、アレルギーの疾患でお悩みの方が、日を追って確実に増えています。そのために毎日、規則正しくご使用することによって、必ずご期待にそえるものとして開発しました。

① レーベンスムッター GEL505-200 【 80g/¥12,000+(税) 】

主成分 ・カンゾウエキス(グリチルリチン) …… 抗アレルギー、抗炎症作用。
・ホホバ油 …… 皮膚膜を補い皮膚を保護するエモリエント効果。
・ペンタンジオール …… 抗菌・殺菌効果のある保湿成分。
・グリセリン …… 天然保湿剤(保湿剤)。

使用法 ・お風呂上がりや、皮膚を清潔にした後、適量を取り、皮膚面上に塗布し、優しくマッサージしながらご使用下さい。

②レーベンスムッター MS502-20 (入浴剤) 【 450g/¥8,800+(税) 】

主成分 ・芒 硝(硫酸ナトリウム) …… 温泉効果。
・重 曹(炭酸水素ナトリウム) …… 温泉効果。
・クエン酸 …… 有機酸で水中に分解し、小さな気泡をつくる。
(マッサージ、保湿効果)

・カンゾウ抽出末(グリチルリチン) …… 抗アレルギー、抗炎症作用。
・塩化ナトリウム …… 肌に潤いを与える。
・香 料 …… 森林の香り(アロマテラピー、フィトンチッド系)。

使用法 ・付属のスプーンで、山盛り二杯(15~20g)を浴槽(約180ℓ)に入れ、浴用としてご使用下さい。温泉と同じで、すすぎ湯は必要ありません。リンス剤、カユミ止め、老化角質等にも威力を発揮します。

《注》 吸湿のない様にして、保存して下さい。吸湿すると成分に変化が起こり、効果が半減します。

② 光半導体セラミックシート 【1シート/¥2,500+(税)】

- ・主原料は酸化チタン、ハイドロキシアパタイト、樹脂パウダー。
- ・往來は湿度の高い環境で使用できる抗菌塗料はありませんでしたが、触媒の塗料化により始めてそれが可能になりました。
- ・その塗料によって、タオル生地に高温で印刷をしています。
- ・印刷面は、水分、温度、光で触媒により機能します。

- ・お風呂等で濡らして、やさしく軽くこすることによって、菌を酸化させます。

※ レーベンスムッターMS502-20をお風呂に入れ、湯船の中でセラミックシートを使用すれば効果が倍増します。



株式会社全日本総合美健協会

全美健美容医学研究所・全美健本質学研究所